



UZ
LEUVEN



Procedure plaatsen Enlite Sensor

stappenplan

UZ
Leuven

Herestraat 49
B - 3000 Leuven

www.uzleuven.be
tel. +32 16 33 22 11

UNIVERSITY HOSPITALS LEUVEN


Prikken Enlite Sensor

Was je handen



Prikken Enlite Sensor

Ontsmet de huid en laat goed drogen



Prikken Enlite Sensor

Haal de sensor uit de verpakking en plaats de sensor op een werkvlak



Prikken Enlite Sensor

Plaats de One-press Serter op de sensor

(raak groene knoppen niet aan!)



Duw naar beneden

Prikken Enlite Sensor

Plaats 2 vingers op de 'vleugels' van de sensor en breng gelijktijdig de One-press serter omhoog



Prikken Enlite Sensor

Plaats de One-press Serter op de huid



(raak ondertussen groene knoppen niet aan!)


Prikken Enlite Sensor

Plaats nu uw vingers op de groene knoppen en druk
gelijktijdig op beide knoppen



Prikken Enlite Sensor

Verwijder na enkele seconden de One-press Serter




Prikken Enlite Sensor

Plaats nu 2 vingers aan weerszijden van de sensor en verwijder de naald



Prikken Enlite Sensor

Verwijder nu het papier en kleef de sensor vast




Prikken Enlite Sensor

Bevestig nu een 'vensterpleister' cfr afbeelding



verwijder papier 1



verwijder papier 2

Prikken Enlite Sensor



Na het prikken moet men **5 minuten** wachten alvorens zender op sensor aan te sluiten!

Neem nu de zender uit het oplaadstation





Zender moet minimum 40 minuten opladen!

Zender moet groen oplichten bij verwijderen uit oplaadstation

Prikken Enlite Sensor


Schuif de zender over de sensor



Zender moet weer groen oplichten

Prikken Enlite Sensor


Bevestig nu de overblijvende kleefstrook over de zender



Bevestig een tweede 'vensterpleister' over de sensor

Prikken Enlite Sensor

Verwijderen van de zender



Op aanzetstuk duwen en zender naar achter schuiven

Prikken Enlite Sensor

[Bekijk hier de volledige instructiefilm](#)

Diabetesteam UZ Leuven

016/34 14 32

pompeducatoren@uzleuven.be

www.uzleuven.be/diabetescentrum